

マッサージチェア ココン MSC2118

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。
一般家庭で使用する。

- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の緩和

脱着式枕・パッド それぞれ簡単に取り外してお手入れすることが可能です。

電気代の目安：約9円/月（マッサージを1日約15分、毎日使用した場合です）
※電気料金単価27円/kWh（税込）で算出。



アイボリー（C）

ブラック（K）

製品サイズ	W600×D970×H940mm リクライニング時：W600×D1,350×H740mm	主な材質	合成皮革、ポリエステル、 ABS（アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂）
製品質量（重量）	約41.5kg	認証番号	229AG8ZX00130000
電気定格	AC100V 50-60Hz	JANコード	C：4969182512939 K：4969182512922
消費電力	45W		
定格時間	15分		

この商品の
WEBページはこちら



安全に関するご注意 ご使用の前に必ず付属の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この記載の商品は国内一般家庭用です。
- 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- お子様には使用させないでください。保護者の方は、お子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物などをお近づけないようご注意ください。
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示にしたがってください。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。
 - 悪性しゅよう（腫瘍）のある方。
 - 心臓に障害のある方。
 - 温度感覚喪失のある方。
 - 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。
 - 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある方。
 - 皮膚に創傷のある方。
 - 安静を必要とする方。
 - 体温38℃以上（有熱期）の方。
 - 例1 急性炎症症状【けん（瘧）息感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。
 - 例2 衰弱しているとき。
- 骨粗しょう（鬆）症の方、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の方。○脚にケガをしている方。
- かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。
- 脊椎に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている方。
- その他、医療機関で治療中の方。
- 使用しても効果が表れない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- 上記以外に身体に異常を感じている方。
- リクライニングするときは、必ず周囲（本体の前部、後部、側部、下部など）に人やペット、物がないことを確認してください。事故やケガ、家財を傷めるおそれがあります。
- リクライニングするときは、下記のような本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにしてください。
 - ・脚部の下側 ・本体の後側 ・本体の前側
 事故やケガのおそれがあります。
- リクライニングしているときは、脚部や背もたれ部の上部に乗らないでください。利用者や本体が転倒して、事故やケガのおそれがあります。
- リクライニングしているときには、乗り降りをしないでください。利用者や本体が転倒して、事故やケガのおそれがあります。
- アースを確実に取り付けてください。アースを取り付けていないと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

取り扱い方法・ご不明な点は

アラインコフィットネス カスタマーサービス課
0120-30-4515 アラインコ株式会社 フィットネス事業部
受付時間 AM10:00～PM4:00（平日PM12:00～1:00、土日祝祭日） カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

製品情報、取扱説明書、その他弊社商品は

<http://www.alinco.co.jp/> または [アラインコフィットネス](#) [検索](#)

公式SNSアカウント



ALINCO Corporation @alinco_fitness @alinco_fitness

Ver1.0

FNLIELNG-

coconのある暮らし

本格的なマッサージ機能と、上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。
癒しのまゆに包み込まれるような心地よさをお届けします。

マッサージチェア ココン MSC2118 管理医療機器



ALINCO



こだわりのマッサージと 洗練されたデザイン

ココンは、こりや疲れをしっかりほぐす本格的な機能と
高いデザイン性、そしてシンプルな操作性を兼ね備えた、
こだわる人のためのマッサージチェア。
お部屋で至福のリラックスタイムをお過ごしください。

02 / Massage マッサージ

こだわりのマッサージで、しっかりとほぐします。

疲労回復 | 筋肉の疲れをとる | 血行をよくする | 筋肉のこりをほぐす | 神経痛・筋肉痛の緩和

もみ



もみ玉が左右に動き、
力強くマッサージを
します。

指圧


指圧動作でこりの
ポイントをほぐします。

たたき

身体の深い部分まで
届くようにしっかり叩
きます。



**骨盤
エアーマッサージ**
骨盤まわりをエアーマッサージで心地よくほぐします。



**脚部
バイブレーション**
細かな振動でふくらはぎの血行を促進させます。

3 cocon つの快適ポイント

01
スライド
リクライニング機能

02
しっかり
マッサージ

03
シンプルで
使いやすいデザイン

01 / Reclining リクライニング機能

リビングの壁ぎわにすっきり置ける、スライドリクライニング

背もたれが前方にスライドするので、壁に近づけて設置可能。空間をムダなく使えます。



03 / Easy to use 使いやすいデザイン

電源を入れて選ぶだけで、
思いのままにマッサージ。

自動コース | こりや疲れに合わせて選べる自動コースです。

もみ | たたき | 指圧 | エアー／振動

全身(肩からおしり) → 上部(肩から腰) → 下部(腰からおしり)

↑
エア－ 腰部分をエア－で加圧します。 振動 脚(ふくらはぎ)部分が振動します。

マニュアル | マッサージの種類と部位を選べるコースです。

もみ | たたき | もみたたき | 指圧

全身 | 任意の位置 | 肩(肩から背中)

腰(腰からおしり) | おしり(おしりから太もも)

